

# Bielles de Herbst Fulcrum

## OHA (Orthèse Herbst-Amoric)



La Haute Autorité de Santé (HAS), a donné un accord favorable pour le remboursement de la bielle de Herbst Fulcrum, dans le traitement des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. L'orthèse porte le nom de OHA (Orthèse Herbst-Amoric).

(avis du 11/10/2010. Article L165-1 du code de la sécurité sociale).

Bielle avec pivots à glissière, permettant un certain jeu en latéralité.

Il suffit de faire glisser le pivot sur le fil jusqu'à la position désirée et l'immobiliser ensuite avec la vis autobloquante.

Une fois en position, l'ensemble est intégré à une plaque thermoformée.

Le temps de fabrication est réduit et il n'y a aucun risque de dessoudage.

En associant bielles et gouttières, nous bénéficions de moyens supplémentaires pour diriger la croissance.

Utilisable quel que soit le stade de maturation dentaire, cet appareil peut être utilisé pendant le passage de la denture mixte à la denture permanente.

Facile d'utilisation et de fabrication, cette version de l'appareil de Herbst sur gouttière prend moins de temps au praticien, évite le risque de caries et les traumatismes occlusaux.

Description	Unité de vente	Référence
Paire de bielles complètes, avec pivots à glissière.	1	1.1c / 1.1s
Cales de propulsion (1 mm).	10	1.2
Cales de propulsion (2,35 mm).	10	1.3
Vis pour bielles.	10	1.4
Pivots pour bielle	10	1.5
Bielle maxillaire	2	1.6
Bielle mandibulaire droite	1	1.7
Bielle mandibulaire gauche	1	1.8
Bobine de 5 m de fil .072 x .036.	1	2.1
Bobine de 5 m de fil dur-élastique en 0.8 mm	1	2.2



Bielles\_vFR\_15/03/2017