

Ecrans linguaux



Gouttière associée à un écran lingual

L'écran lingual est un auxiliaire de choix pour le traitement orthodontique des infraclusions antérieures, quelle que soit la forme d'arcade.

Associé à un gouttière thermoformée, il force la langue à se placer mécaniquement vers le palais en évitant le contact incisif.

Description	Unité de vente	Référence
Ecran Linguaux (5 unités) + Boite de rangement	1	3.9

Plaques

Les plaques de thermoformage permettent la réalisation d'appareils mobiles type contention, gouttières...
Les plaques de Standardcryl sont transparentes (Ø = 125mm).

La plaque modelpack est blanche (0,4mm d'épaisseur et Ø=125mm). Elle protège les modèles tout en leur conférant un aspect brillant et lisse (idéal pour stockage et présentation aux patients)



Description	Code Machine	Unité de vente	Référence
Plaques modelpack	131	25	3.1
Plaques de thermoformage Standardcryl 0,5 mm	142	25	3.2
Plaques de thermoformage Standardcryl 1,5 mm	187	10	3.5
Plaques de thermoformage Standardcryl 2 mm	207	10	3.6

Ecrans_Linguaux_vFR_15/03/2017